



Kürzeste Zeit bis zum
ersten Schock.⁵

Selbst minimal geschulte Anwender können
schnell in nur 2 Schritten mit der lebensrettenden
Versorgung beginnen:

1

Deckel öffnen
und Brust des
Patienten entblößen.



2

Roten Griff
ziehen und
Elektroden anlegen.



Gemäß den ERC-Leitlinien können
Überlebensraten bis auf 70 % erhöht
werden, wenn Anwesende HLW mit
minimalen Pausen durchführen und
einen AED verwenden, um innerhalb
von 3-5 Minuten nach Kollaps oder
bevor Rettungskräfte eintreffen einen
Schock zu verabreichen.³

LIFEPAK® CR2 Defibrillator mit
LIFELINKcentral™ AED-Programm Manager

Zuverlässige und einfache Anwendung

Für einen wenig geschulten Nothelfer kann ein Eingreifen bei einem Notfall einschüchternd sein. Daher benötigen Nothelfer einen einfach zu verwendenden AED, um handlungsfähig zu bleiben.

Andere AED-Geräte können schwierig zu bedienen sein oder erfordern, dass Anwender die HLW während der Analyse unterbrechen. Der LIFEPAK CR2 Defibrillator verwendet einfache Grafiken, akustische Anweisungen und automatisierte Funktionen, um die Aufmerksamkeit der Anwender zu fokussieren. Es gibt damit keine Spekulationen oder Mutmaßungen mehr.⁵

Der CR2 wurde von AED-Anwendern als am einfachsten zu verwenden, am besten zu hören und am zuverlässigsten eingestuft.⁵





Lebensrettung kann einfacher sein als man denkt.

1-2

Zweistufiges Design mit leicht verständlichen großen Grafiken. Selbst völlig ungeschulte Anwender wissen eindeutig, was als erstes zu tun ist.



QUIK-STEP™ -Elektroden

Elektroden werden direkt vom Gerät abgezogen, um sie schneller nebeneinander zu platzieren.



cprINSIGHT® -Analysetechnologie

Analysiert, um einen defibrillierbaren Rhythmus während der Thoraxkompressionen festzustellen, ohne dass eine Pause notwendig ist.



Metronom und HLW-Coaching

Sorgt für eine effektive Geschwindigkeit und bietet akustische Unterstützung, damit Anwender die richtige Technik bestimmen und gegebenenfalls korrigieren können.



ClearVoice™ -Technologie

Erkennt Hintergrundgeräusche und passt die Lautstärke der Anweisungen entsprechend an.



Höchste verfügbare Energie

Bis zu 360 J für effektivere Schocks, je nach Bedarf.



Zweisprachig

Umschalten zwischen zwei voreingestellten Sprachen bei der Verwendung des Geräts.



LIFEPAK TOUGH™

IP55-Schutzart für anspruchsvolle Umgebungen.

8yr

8-jährige Garantie

Durch eine 8-jährige Garantie gedeckt.